



TRUSTI TUBER

Dairy
Spares

Trusti Tuber, Le drenchage sans stress



Trusti Tuber ou drencher rigide	Trusti Tuber	Drencher rigide
Veaux traités	14	14
Temps de buvée (en secondes)	73	132
Coups de pieds	1,6	12,1
Meuglements	0	2
Fréquence cardiaque (battement par mn)	144	172
Augmentation de la fréquence cardiaque	4	34
Abandon prématuré du drenchage pour cause de stress	0	6

Essai comparatif entre deux systèmes de drenchage sur des veaux de moins de 4 jours avec 2 litres de colostrum



Un temps de drenchage divisé par 2 !



Dairy Spares Sarl
35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE
Tél : 02 99 53 62 30 - www.dairyspares.fr